

DrugHawk



DrugHawk® es una prueba simple y exacta para detectar el abuso de drogas en la orina. Permite descubrir en la orina humana hasta 5 drogas ilegales para determinar su uso ilícito.

Ventajas de la prueba rápida de drogas DrugHawk

Los resultados están listos en 5 minutos aproximadamente
Método de recolección es fácil.
El dispositivo puede ser enviado para confirmar resultados positivos.
Está disponible en otras presentaciones, de una hasta diez drogas.
Tiene una precisión de 95% en cada droga probada.
Fabricado en los Estados Unidos

SUSTANCIAS ANALIZADAS		
Producto	Descripción	Límite
AMP	Anfetamina	50 ng/mL
COC	Cocaína	20 ng/mL
M-AMP	Metanfetamina	50 ng/mL
OPI	Morfina / Opiáceos	40 ng/mL
THC	Marihuana	12 ng/mL